

**Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC-MultiRisk**  
**Modèle CS.195.105.MM.4WD, corps gris anthracite**  
**(RAL 7016), avec portes battantes en blanc pur**  
**(RAL 9010)**

**Un stockage séparé de différents produits dangereux**  
**dans une seule armoire**

**Fonction / construction:**

- **Robuste** : structure extérieure résistante aux rayures, revêtue époxy
- **Tout en un** : plusieurs compartiments permettent le stockage de différentes substances dangereuses dans une même armoire
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure à cylindre (intégrée à la poignée rotative), chaque compartiment de stockage peut être ouvert et fermé séparément
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Ventilation** : ventilation naturelle grâce aux orifices de ventilation dans la partie inférieure de l'armoire, prêt pour raccordement à un système de ventilation

**Dimensions**

Largeur extérieure	1055,00 mm
Profondeur extérieure	520,00 mm
Hauteur extérieure	1950,00 mm
Largeur intérieure	475,00 mm
Profondeur intérieure	495,00 mm
Hauteur intérieur	905,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

**Poids / Masse**

Poids armoire vide	80 Kgs
Charge répartie	421,00 kg/m <sup>2</sup>
Charge maximale	600 Kgs

**Ventilation**

Extraction d'air	75 DN
Renouvellement d'air 10 fois	9 m <sup>3</sup> /h
Pression différentielle 10x	2 Pa


**Colorie / Finition de surface**

Code de couleur du corps	RAL 7016
Couleur du corps	gris anthracite
Surface du corps	texture
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 9010
Couleur de la porte / du tiroir	blanc pur
Surface de la porte / du tiroir	texture

**Informations générales**


Nombre de portes	4
Profondeur avec portes ouvertes	1026 mm
Numéro des douanes	94032080

Vue de face



Ventilation naturelle

Vue latérale



Vue de dessus

