



Cuvettes de rétention type EURO-P

- Pour une manipulation sécurisée de petits récipients
- Différentes tailles disponibles pour une utilisation adaptée sur des plans de travail et tables laboratoires

Fonction / construction

- Dimensions optimisées pour palettes Europe - ainsi, plusieurs bacs peuvent être stockés sur peu de place et transportés facilement
- Haute résistance chimique par exemple contre les acides et bases
- Construction robuste résistant bien aux coups et aux chocs
- Au choix pour poser des bidons directement dans le bac ou avec caillebotis galvanisé ou en plastique comme surface de pose



Bac de rétention pour petits récipients en plastique
type EURO-P 7, volume de 7 litres.
Code article D-243463



Bac de rétention pour petits récipients en plastique
type EURO-P 15, caillebotis galvanisé, volume : 15 l
Code article D-243471



Bac de rétention pour petits récipients en plastique
type EURO-P 32, caillebotis PE, volume : 32 l
Code article D-243476

Modèle	EURO-P 7			EURO-P 15			EURO-P 32			EURO-P 68		
Volume de rétention [l]	7			15			32			68		
Dimensions extérieures L x P x H (mm)	200 x 400 x 120			400 x 400 x 120			400 x 800 x 120			800 x 800 x 120		
Caillebotis	sans	galvanisé	plastique	sans	galvanisé	plastique	sans	galvanisé	plastique	sans	galvanisé	plastique
Code article	D-243463	D-243465	D-243464	D-243469	D-243471	D-243470	D-243475	D-243477	D-243476	D-243481	D-243483	D-243482