


Désignation

- Boîte de stockage charnière gauche

Référence

- 571415

Unité de vente : 1



Description

- Box de stockage
- Charnière à gauche
- Tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035
- Pour le modèle : S90
- Dimensions extérieures : L x P x H (mm) 380 x 420 x 360
- Dimensions intérieures : L x P x H (mm) 375 x 405 x 360
- Largeur extérieure : 380 mm
- Hauteur extérieure : 360 mm
- Profondeur extérieure : 420 mm
- Largeur intérieure : 375 mm
- Profondeur intérieure : 405 mm
- Hauteur intérieure : 360 mm
- Poids : 10 kgs

