



Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC
Modèle CS.195.105, corps gris anthracite (RAL 7016),
avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004)

Stockage sécurisé de produits chimiques et substances
toxiques non inflammables dans les salles de travail

Fonction / construction:

- **Robuste** : structure extérieure résistante aux rayures, revêtu epoxy
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure dans la poignée
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Ventilation** : ventilation naturelle grâce aux orifices de ventilation dans la partie inférieure de l'armoire, prêt pour raccordement à un système de ventilation

Dimensions

Largeur extérieure	1055,00 mm
Profondeur extérieure	520,00 mm
Hauteur extérieure	1950,00 mm
Largeur intérieure	996,00 mm
Profondeur intérieure	483,00 mm
Hauteur intérieure	1875,00 mm

Les dimensions s'entendent sans portes et sans la configuration intérieure.

Poids / Masse

Poids armoire vide	75 kgs
Charge répartie	421,00 kg/m ²
Charge maximale	600 kgs

Ventilation

Extraction d'air	25 DM
Renouvellement d'air 10 fois	5 m ³ /h
Pression différentielle 10x	2 Pa

Colorie / Finition de surface

Codé de couleur du corps	RAL 7016
Colorie du corps	gris anthracite
Surface du corps	texture
Codé de couleur de la porte / du tiroir	RAL 1004
Colorie de la porte / du tiroir	jaune sécurité
Surface de la porte / du tiroir	texture

Informations générales

Nombre de portes	2
Profondeur avec portes ouvertes	1026 mm
Numéro des douanes	94032040

