



Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC
Modèle CS.195.054, corps gris anthracite (RAL 7016),
avec porte battante en gris clair (RAL 7035)

Stockage sécurisé de produits chimiques et substances
toxiques non inflammables dans les salles de travail

Fonction / construction:

- **Robuste** : structure extérieure résistante aux rayures, revêtu epoxy
- **Utilisation contrôlée** : porte verrouillable avec serrure intégrée dans la poignée tournante
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Ventilation** : ventilation naturelle grâce aux orifices de ventilation dans la partie inférieure de l'armoire, prêt pour raccordement à un système de ventilation

Dimensions

Largeur extérieure	545,00 mm
Profondeur extérieure	520,00 mm
Hauteur extérieure	1950,00 mm
Largeur intérieure	496,00 mm
Profondeur intérieure	483,00 mm
Hauteur intérieure	1875,00 mm

Les dimensions s'entendent sans portes et sans la configuration intérieure.

Poids / Masse

Poids armoire vide	71 kg
Charge répartie	796,00 kg/m ²
Charge maximale	800 kg

Ventilation

Extraction d'air	25 DM
Renouvellement d'air 10 fois	3 m/s
Pression différentielle 10x	1 Pa

Colorie / Finition de surface

Codé de couleur du corps	RAL 7016
Colorie du corps	gris anthracite
Surface du corps	texture
Codé de couleur de la porte / du tiroir	RAL 7035
Colorie de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	texture

Informations générales

Nombre de portes	1
Profondeur avec portes ouvertes	1010 mm
Nom des douanes	94032040


Vue de face



Vue latérale



Vue de dessus



Pour plus d'informations, consultez www.asecos.fr