



**Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC**  
**Modèle CS.195.081, corps gris anthracite (RAL 7016),**  
**avec portes battantes en blanc pur (RAL 9010)**

**Stockage sécurisé de produits chimiques et substances**  
**toxiques non inflammables dans les salles de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste** : structure extérieure résistante aux rayures, revêtue époxy
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure dans la poignée
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Ventilation** : ventilation naturelle grâce aux orifices de ventilation dans la partie inférieure de l'armoire, prêt pour raccordement à un système de ventilation

**Dimensions**

Largeur extérieure	810,00 mm
Profondeur extérieure	520,00 mm
Hauteur extérieure	1950,00 mm
Largeur intérieure	751,00 mm
Profondeur intérieure	493,00 mm
Hauteur intérieure	1835,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

**Poids / Masse**

Poids armoire vide	68 Kgs
Charge répartie	543,00 kg/m <sup>2</sup>
Charge maximale	600 Kgs

**Ventilation**

Extraction d'air	75 DN
Renouvellement d'air 10 fois	7 m <sup>3</sup> /h
Pression différentielle 10x	1 Pa


**Colorie / Finition de surface**

Code de couleur du corps	RAL 7016
Couleur du corps	gris anthracite
Surface du corps	texture
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 9010
Couleur de la porte / du tiroir	blanc pur
Surface de la porte / du tiroir	texture


**Informations générales**

Nombre de portes	2
Profondeur avec portes ouvertes	904 mm
Numéro des douanes	94032080


Vue de face




Ventilation naturelle



Ventilation naturelle



Vue de dessus



Raccord DN 75 pour ventilation technique

DOMINIQUE DUTSCHER SAS