



Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC
Modèle CS.110.105, corps gris anthracite (RAL 7016), avec
portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004)

Stockage sécurisé de produits chimiques et substances
toxiques non inflammables dans les salles de travail

Fonction / construction:

- **Robuste** : structure extérieure résistante aux rayures, revêtue époxy
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure dans la poignée
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Ventilation** : ventilation naturelle grâce aux orifices de ventilation dans la partie inférieure de l'armoire, prêt pour raccordement à un système de ventilation

Dimensions

Largeur extérieure	1055,00 mm
Profondeur extérieure	520,00 mm
Hauteur extérieure	1105,00 mm
Largeur intérieure	996,00 mm
Profondeur intérieure	493,00 mm
Hauteur intérieur	990,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse

Poids armoire vide	48 Kgs
Charge répartie	279,00 kg/m ²
Charge maximale	400 Kgs

Ventilation


Extraction d'air	75 DN
Renouvellement d'air 10 fois	5 m ³ /h
Pression différentielle 10x	1 Pa

Colorie / Finition de surface


Code de couleur du corps	RAL 7016
Couleur du corps	gris anthracite
Surface du corps	texture
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 1004
Couleur de la porte / du tiroir	jaune sécurité
Surface de la porte / du tiroir	texture

Informations générales



Nombre de portes	2
Profondeur avec portes ouvertes	1026 mm
Numéro des douanes	94032080



Ventilation naturelle



Ventilation naturelle



DOMINIQUE DUTSCHER SAS