

FICHE TECHNIQUE

Référence	571712
Désignation	Bac de rétention transportable avec caillebotis 2520x900x350



Description :

Bac de rétention transportable avec caillebotis

Caractéristiques techniques

- ✓ Dimensions :
 - Largeur extérieure : 2 520 mm
 - Profondeur extérieure : 900 mm
 - Hauteur extérieure : 350 mm
- ✓ Poids : 63 kgs
- ✓ Capacité de stockage : 4 fûts à 200 litres
- ✓ Capacité de charge (kg) : 1 200 kgs
- ✓ Capacité du bac de rétention sol : 520 Litres

Unité de vente :

1 Bac de rétention avec caillebotis