


Caillebotis standard



Code article:

18922

Configuration

- ✓ caillebotis standard
- ✓ pour armoire de sécurité sous pailasse d'une largeur de 590 mm
- ✓ acier inoxydable
- ✓ pour le(s) modèle(s) : UB90
- ✓ pour les armoires de sécurité sous pailasse 590/1100 P=500 cm
- ✓ : 75,00 Kgs
- ✓ Dimensions extérieur : L x P x H (mm) 417 x 364 x 9
- ✓ Dimensions intérieur: L x P x H (mm) NaN x NaN x NaN

Caractéristiques techniques

Largeur extérieure	417 mm
Hauteur extérieure	9 mm
Profondeur extérieure	364 mm
Poids	1,601 kgs
Capacité de charge	75 kgs
ecl@ss 10.0	40-06-30-10