



Armoire acides/bases SL-CLASSIC
Modèle SL.196.120.MV, blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)

Stockage sécurisé de substances dangereuses corrosives (acides/bases) dans les salles de travail

Fonction / construction:

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy, mécanisme de fermeture complet protégé contre la corrosion monté hors de la zone de stockage
- **Deux en un** : deux compartiments permettant le stockage séparé d'acides et de bases dans une même armoire
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Ventilation** : conduits d'air intégrés, exempts de métal pour le raccordement à un système de ventilation

Dimensions

Largeur extérieure	1197,00 mm
Profondeur extérieure	603,00 mm
Hauteur extérieure	1965,00 mm
Largeur intérieure	485,00 mm
Profondeur intérieure	570,00 mm
Hauteur intérieur	1869,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse

Poids armoire vide	215 kgs
Charge répartie	240,00 kg/m ²
Charge maximale	300 kgs

Ventilation

Extraction d'air	75 DN
Renouvellement d'air 30 fois	16 m ³ /h
Pression différentielle 30x	56 Pa
Renouvellement d'air 10 fois	10 m ³ /h
Pression différentielle 10x	56 Pa

Colorie / Finition de surface

Code de couleur du corps	
Couleur du corps	Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)
Surface du corps	lisse
Code de couleur de la porte / du tiroir	
Couleur de la porte / du tiroir	Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)
Surface de la porte / du tiroir	lisse

Informations générales

Nombre de portes	2
Profondeur avec portes ouvertes	1153 mm
Numéro des douanes	94032080

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Pour plus d'informations, consultez www.asecos.fr