


Armoire acides/bases SL-CLASSIC modèle SL.196.120.MV



Code article:

30606-001-30607

Configuration

Modèle

- ✓ Armoire acides/bases
- ✓ Armoire haute avec portes battantes
- ✓ Avec serrure profilée
- ✓ Version MV - avec paroi de séparation médiane (vertical)
- ✓ Pieds réglables intégrés
- ✓ Ligne SL-LINE
- ✓ Groupe modèle SL-CLASSIC
- ✓ Modèle SL.196.120.MV
- ✓ NF EN 16121/16122

- ✓ certifiée GS
- ✓ Dimensions Extérieur : L x P x H (mm) 1197 x 603 x 1965
- ✓ Dimensions Intérieur : L x P x H (mm) 485 x 570 x 1869

Couleur

- ✓ corps gris clair (RAL 7035)
- ✓ avec portes battantes en gris clair (RAL 7035)

Équipée avec

- ✓ 8 x étagère coulissante avec bac en PP, capacité de charge: 25 Kgs, volume: 11 Litres, panneau mélamine/PP

Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures	1197 x 603 x 1965 mm
Dimensions l x P x H intérieures	tous les compart. : 485 x 570 x 1869
Poids	271,7 kgs
Renouvellement de l'air 10 fois	10 m ³ /h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	56 Pa
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)	56 Pa
Renouvellement d'air 30 fois	16 m ³ /h
Press. diff. (renouv. de l'air 30 fois)	56 Pa
Charge répartie	240 kg/m ²
Charge maximale	300 kgs
Capacité de charge du tiroir	25 kgs
Capacité du tiroir	11,00 Litres
ecl@ss 5.1.4	21-10-04-07
ecl@ss 9.1	40-06-90-90
ecl@ss 10.0	40-06-90-90
ecl@ss 11.0	40-06-01-07
ecl@ss 8.1	40-06-01-07
