



Armoire de sécurité Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.120.MM



Code article:

34192-041-34213

Configuration

Modèle

- ✓ Type 90 Armoire de sécurité
- ✓ Armoire haute avec portes battantes
- ✓ Avec serrure profilée et indicateur visuel
- ✓ Version MM - avec paroi de séparation médiane (vertical / horizontal)
- ✓ Pieds réglables intégrés
- ✓ Ligne Q-LINE
- ✓ Groupe modèle Q-CLASSIC-90
- ✓ Modèle Q90.195.120.MM
- ✓ Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- ✓ NF EN 16121/16122
- ✓ certifiée GS
- ✓ Conforme CE
- ✓ Dimensions Extérieur : L x P x H (mm) 1193 x 615 x 1953
- ✓ Dimensions Intérieur : L x P x H (mm) 450 x 522 x 810

Couleur

- ✓ corps gris anthracite (RAL 7016)
- ✓ avec portes battantes en gris clair (RAL 7035)

Équipée avec

- ✓ 4 x tiroir, capacité de charge: 25 Kgs, volume: 5 Litres, tôle d'acier revêtement époxy, RAL 7035 gris clair
- ✓ 2 x étagère de rétention, capacité de charge: 50 Kgs, volume: 11 Litres, PP
- ✓ 2 x bac de rétention au sol, volume: 11 Litres, PP

Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures	1193 x 615 x 1953 mm
Dimensions l x P x H intérieures	tous les compart. : 450 x 522 x 810 mm
Poids	514 kgs
Renouvellement de l'air 10 fois	9 m ³ /h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	5 Pa
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)	5 Pa
Charge répartie	531 kg/m ²
Charge maximale	600 kgs
Socle de transport (largeur utile)	1 120 mm
Socle de transport (hauteur utile)	90 mm
Capacité de charge d'étagère (uniformément répartie)	50,00 kgs

Capacité de charge du tiroir	25 kgs
Capacité du tiroir	4,50 Litres
Capacité du bac de rétention au sol	11,00 Litres
ecl@ss 5.1.4	21-10-04-07
ecl@ss 9.1	40-06-90-90
ecl@ss 10.0	40-06-90-90
ecl@ss 11.0	40-06-01-09

Service



Garantie fabricant étendue jusqu'à 10 ans

avec le contrat de maintenance asecos PREMIUM
