


Armoire sous paillasse pour acides et bases SL-CLASSIC-UB modèle SL.060.059.UB.TR



Code article:

30623-892-30625

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Configuration

Modèle

- ✓ Armoire acides/bases
- ✓ Armoire sous paillasse avec porte battante (avec butée de porte droite)
- ✓ Avec serrure à cylindre avec indicateur visuel
- ✓ Version armoire de sécurité sous paillasse
- ✓ Ligne SL-LINE
- ✓ Groupe modèle SL-CLASSIC-UB
- ✓ Modèle SL.060.059.UB.TR
- ✓ NF EN 16121/16122
- ✓ certifiée GS
- ✓ Dimensions Extérieur : L x P x H (mm) 590 x 570 x 600
- ✓ Dimensions Intérieur : L x P x H (mm) 488 x 531 x 562

Couleur

- ✓ corps gris clair
- ✓ avec porte battante en gris clair

Équipée avec

- ✓ 2 x étagère coulissante, avec bac en PP, capacité de charge: 25 kgs, volume: 11 Litres, panneau mélamine/PP

Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures	590 x 570 x 600 mm
Dimensions l x P x H intérieures	488 x 531 x 562 mm
Poids	53,5 kgs
Renouvellement de l'air 10 fois	1 m ³ /h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	5 Pa
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)	5 Pa
Renouvellement d'air 30 fois	4 m ³ /h
Press. diff. (renouv. de l'air 30 fois)	5 Pa
Charge répartie	151 kg/m ²
Charge maximale	100 kgs
Capacité de charge du tiroir	25 kgs
Capacité du tiroir	11,00 Litres
ecl@ss 5.1.4	21-10-04-07
ecl@ss 9.1	40-06-90-90
ecl@ss 10.0	40-06-90-90