

# Etalon de conductivité 150 000 $\mu\text{S-cm}$ RS-Pour conductivité ml 500

<b>Code produit</b>	575171
<b>Volume</b>	ml 500
<b>Conditionnement</b>	Bouteille en plastique
<b>Unité de vente</b>	EA
<b>Grade</b>	Qualité Spécifique
<b>Application</b>	RS-Pour conductivité
<b>CAS N.</b>	
<b>Molécule</b>	Etalon de conductivité 150 000 $\mu\text{S-cm}$
<b>Spécifications</b>	575170
<b>Msds</b>	2977