

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	582008
<b>Désignation</b>	Bain chauffant



### Description :

- ✓ En acier inox
- ✓ Gamme de température : ambiante + 5 °C à 80 °C
- ✓ Uniformité de température à 37 °C : ± 0,5 °C / à 65 °C : ± 1 °C
- ✓ Montée en température rapide, température homogène et constante
- ✓ Pas d'évaporation liée au chauffage de l'eau
- ✓ Adapté pour différentes tailles de tubes, boîte de Petri et plaques
- ✓ Capacité : 14 l
- ✓ Couvercle inclus
- ✓ Puissance 500 W 50/60 Hz, 230 V
- ✓ Poids emballé : 38.5 kg
- ✓ Dimensions : 40.4 x 59.3 x 21.6

### Unité de vente :

1 Bain chauffant