


FICHE TECHNIQUE

Référence	596508
Désignation	Lames de comptage pour fluorescence



Description :

- ✓ Le PhotonSlide est spécialement conçu pour les compteurs de cellules à double fluorescence LUNA-FL et LUNA-FX7, fournissant un signal de fluorescence exceptionnel grâce à une autofluorescence ultra-faible.
- ✓ Ces lames de précision jetables offrent une expérience de comptage ultime sans gâchis ni nettoyage, tout en maintenant le plus haut niveau de précision de comptage des cellules. La lame de comptage jetable a deux chambres, étiquetées A et B.
- ✓ Une lame peut être utilisée pour la même lecture d'échantillon en double ou elle peut être utilisée pour deux échantillons différents. |
- ✓ Il est recommandé aux utilisateurs du LUNA-FL et du LUNA-FX7 d'utiliser le PhotonSlide, en particulier pour le comptage des levures et les tests de transfection GFP.

Unité de vente :

50 Lames de comptage