

Désignation

- Rack tiroir de rangement en inox pour congélateurs armoires 5 compartiments, compartiments 1 à 4, CryoCube® F740/F570

Référence

- 6001022210

Unité de vente : 1



Description

- Rack tiroir de rangement en inox pour congélateurs armoires 5 compartiments
- Compartiments 1 à 4, CryoCube® F740/F570
- Pour 16 boîtes 53 mm
- Dimensions P x L x H : 563 x 140 x 231 mm
- Racks/congélateur : 24
- Aluminium anodisé non corrosif pour une utilisation à long terme

