

FICHE TECHNIQUE

Référence	614004800-CER
Désignation	Tampon

Description :

- ✓ Phosphate tampon ph 7.4 rs pour analyse en accord avec ph. eur. chapitre 4.1.3 1l; pour analyse
- ✓ Pour analyse
- ✓ Conforme à la pharmacopée ph. eur. chap. 4.1.3
- ✓ Forme : liquide
- ✓ Température de stockage : ambiante
- ✓ Température de transport : ambiante
- ✓ Densité : 1,01695 g/ml

Unité de vente :

1 l
