


FICHE TECHNIQUE

Révision 06 – 14 juillet 2014

Numéro de référence : 650101

Désignation du produit : Microplaques 96 Puits

Photo :



COMPOSITION :

Matière : PS (Polystyrène), absence de métal lourd

CARACTERISTIQUES:

Profil de puits : fond U
Dimension de la plaque : longueur : 127.76 mm (+/- 0.2 mm)
largeur : 85.48 mm (+/- 0.2 mm)
Dimension du couvercle : longueur : 127.5 mm (+/- 0.2 mm)
largeur : 85.00 mm (+/- 0.2 mm)
courbe : +/- 300µl
Volume par puits [µl] : Volume total : 323 µl
Volume de travail : 40 - 280 µl
Couleur : transparent
Stérilité : -
Température (résistance) : -20°C à +60°C
Autoclavable : -
Durée de vie : #N/A
Autre spécification : A usage unique
Exemptes de détection DNases et RNases, ADN humain
et pyrogens

CONDITIONNEMENT

Qté par sachet/carton : 10/100

