

## Désignation

- Plaque 96 puits polypropylene fond rond irradié gamma Greiner

## Référence

- 650261

Unité de vente : 100



- 
- Microplaque , 96 puits, PP, Fd U, incolore
  - Volume de remplissage (ml)\n: 0.00
  - Microplaque 96 Puits en Polypropylène, incolore
  - Analysé pour detection ADNase, ARNase et ADN humain
  - Exempt d'endotoxines détectables
  - Fabriquée selon les procédures ISO DIN 9001
  - Possède une traçabilité via un numéro de lot de production défini
  - Applications:
    - Stockage à long terme des agents actifs
    - Préparation de séries de dilution
  - Dimensions externes uniformes
  - Espacement inter-puits de 9 mm
  - Repérage alphanumérique du puits
  - Résistance chimique élevée
  - Résistance thermique importante (-196°C jusqu'à +121°C)
  - Scellable avec des films adhésifs et thermofilms
  - Scellable avec des CapMats
  - Fond incolore
  - Profil de puits: fond U/puits cheminée (fond rond)
  - Stérile

