

## Désignation


- Plaque 96 puits noire ps fond plat Greiner fluotrac 200

## Référence

- 655076

## Unité de vente

40 Plaques



## Description

- Microplaque 96 Puits en Polystyrène, noire
- Non-stérile
- Analysé pour detection ADNase, ARNase et ADN humain
- Exempt d'endotoxines détectables
- Fabriquée selon les procédures ISO DIN 9001
- Possède une traçabilité via un numéro de lot de production défini
- La microplaque standard à fond plat possède une géométrie de puits identique à celle de la microplaque type cheminée. La différence avec la plaque standard est due à la disposition en cheminée des puits. Chaque puits est indépendant
- Le risque de contamination croisée d'un échantillon par débordement est réduit
- Permet les mesures en fluorescence
- Le polystyrène d'une microplaque pour fixation moyenne est plus hydrophobe que celui d'une microplaque haute fixation et est donc plus adapté aux protéines et peptides non polaires
- Fond noir
- Profil de puits: fond F/puits cheminée (fond plat)
- FLUOTRAC 200, moyenne fixation

