


FICHE TECHNIQUE

Révision 06 – 15 juillet 2014

Numéro de référence : 655101

Désignation du produit : Microplaques 96 Puits

Photo :



COMPOSITION :

Matière : PS (Polystyrène), absence de métal lourd

CARACTERISTIQUES:

Profil de puits : fond F/ST
Dimension de la plaque : longueur : 127.76 mm (+ / -0.2 mm)
largeur : 85.48 mm (+ / -0.2 mm)
courbe : <=200µm
Dimension du couvercle : longueur : 127.5 mm (+ / -0.2 mm)
largeur : 85.00 mm (+ / -0.2 mm)
Volume par puits [µl] : Volume total : 382 µl
Volume de travail : 25 - 340µl
Couleur de la plaque: transparent
Couleur du couvercle: transparent
Stérilité : -
Température (résistance) : -20°C à +60°C
Autoclavable : -
Durée de vie : #N/A
Autre spécification : A usage unique
Exemptes de détection DNases et RNases, ADN humain
et pyrogens

CONDITIONNEMENT

Qté par sachet/carton : 10/160