

Désignation

- Réactif spectroquant DCO C3/25
WTW 10-150mg/l

Référence

- 671009

Unité de vente : 25 tests



Description

- WTW™ Kits de test de demande chimique en oxygène (DCO)
- Obtenez des mesures de précision pour les eaux usées, le contrôle de la production, les eaux souterraines et les eaux de surface grâce aux kits de test de demande chimique en oxygène (DCO).
- À utiliser avec le photomètre Photolab™6, Photolab™ S12, Photolab™ 6000, Photolab™ Spektral, l'instrument de mesure Photoflex™
- Kits de test de demande chimique en oxygène (DCO)
- Ce test est très précis et simple d'emploi
- Certifications/Conformité : EN ISO 15705
- Volume : 3 mL

