

Fiche technique

MCDh 3

Code produit : 313560

Spécifications :

- **Aspect :** Solution bleu foncé limpide
- **Maxima d'absorption dans l'eau déminéralisée :** $657 \text{ nm} \leq \lambda \leq 661 \text{ nm}$
- **Densité relative à 20 °C :** $1.002 \leq d \leq 1.012$
- **pH :** 7.25 – 7.35

Applications :

Hématologie : Utilisé dans la coloration MCDh en technique manuelle ou automatique pour la coloration différentielle des frottis sanguins et médullaires.

Parasitologie : Utilisé dans la coloration MCDh en technique manuelle ou automatique pour la coloration des parasites sanguins.

Mise à jour du 02/02/2022