

Désignation

- Film adhésif transparent Easyseal Greiner

Référence

- 676001

Unité de vente : 100



-
- Microplaque - film - type easyseal - greiner bio-one EASYseal™, film couvrant, pour microplaque, 135,1 x 79,4mm
 - Non stérile
 - Volume de remplissage (ml)\n : 0,00
 - EASYseal, transparent
 - Fermeture/stockage des microplaques
 - Protection contre l'évaporation et les contaminations
 - Compatible avec conférences optiques
 - Pour usage de recherche uniquement. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic, sauf indication contraire.

