

# FICHE PRODUIT

Date : 25/04/25

## ERGOSWING Manche télescopique ergonomique



RÉF.	COND.	VOLUME (m <sup>3</sup> )	POIDS BRUT (kg)	POIDS NET (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
<b>683114</b> 0700AM3047B	●	10	0.022	5.25	184

### ECO BOX



#### PRODUIT ECO-RESPONSABLE

Produit fabriqué avec des matériaux recyclables en fin de vie et vendu dans un emballage conforme au décret législatif 116 du 03-09-2020 concernant l'obligation d'étiquetage environnemental pour une élimination correcte à la fin de l'utilisation. 99 % des emballages en carton utilisés par l'entreprise sont fabriqués en moyenne avec 80 % de papier recyclé.

### DESCRIPTION

Manche télescopique 2 pièces – ErgoSwing.

Manche professionnel léger, non toxique, résistant aux chocs, aux basses températures et à un usage intensif. Longueur réglable de 106 à 184 cm. Poignées ergonomiques en caoutchouc (Ø 29 mm), pivotantes à 360° avec verrouillage de rotation. Extrémité fixe pour appui stable contre un mur. Conçu pour réduire les mouvements du poignet grâce au système ErgoSwing, qui suit le mouvement en S du bras. Diminue la fatigue et prévient les TMS. Fabriqué en Italie.

### APPLICATIONS

Conçu pour être utilisé avec tous les supports avec embout ErgoSwing pour un rendement optimal et une réduction considérable des efforts de l'opérateur.

### COMPOSITION

Copolymère de polypropylène, résine acétalique, caoutchouc thermoplastique et aluminium

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Tube extérieur ø 26 mm, tube intérieur ø 23 mm.

## FICHE PRODUIT

Date : 25/04/25

### ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Réf: 0779000B - SPARK - balai trapèze semelle caoutchouc à lamelles, avec articulation ErgoSwing  
Réf: 0708916 - SUPPORT SPEEDY® - support de lavage avec articulation ErgoSwing, pliable, en polypropylène  
Réf: 0700920/TD - UNIKO - support de désinfection avec articulation ErgoSwing, pliable, en polypropylène, avec accroche pour maintien de la frange  
Réf: 0708932 - Support de désinfection, avec articulation ErgoSwing, pliable, en polypropylène  
Réf: 07TP0904 - Support poches/languettes, avec articulation ErgoSwing, pliable, en polypropylène  
Réf: 0705959B - Support système velcro avec articulation ErgoSwing, pastilles pour maintien de la gaze, largeur des réglottes système velcro : 2,5 cm  
Réf: 0705964B - Support système microvelcro MICROPLAST, avec articulation ErgoSwing, pastilles pour maintien de la gaze

### SÉCURITÉ GÉNÉRALE DES PRODUITS

Les articles que nous vendons ne nécessitent pas de certification de produit, car ils correspondent à la définition du décret législatif 206 du 06.09.2005.

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Tous nos produits sont conformes aux lois en vigueur sur la sécurité et couverts par une police d'assurance « Responsabilité civile des produits ».