


Raclette monobloc 55 cm - Bleu
Ref. 683155

Raclette monobloc, idéale sur les surfaces lisses pour éliminer l'eau et les résidus liquides. Embout universel compatible avec tous les principaux types de filets (ITA-FRA-GER-USA)



Code DD	Ref.	Couleur	Dimensions (mm)	Matériel	Filetage	Poids net (kg)
683155	1057B	Bleu	550 x 40 x 105	PP - TPE	Universel	0,270

Utilisation

Température minimale et maximale	min -20 / max 100 C°
Lavage (lave-vaisselle)	-
Autoclave	121°C pour 20 min
Mode d'emploi et d'entretien	<ul style="list-style-type: none"> - Retirer l'emballage et toutes les étiquettes de l'outil; désinfecter. - La désinfection des outils peut se faire manuellement ou en autoclave. - La désinfection manuelle doit être effectuée à l'aide de détergents appropriés aux concentrations, durées et températures recommandées. - S'assurer que les outils sont complètement secs avant la prochaine utilisation. - Accrocher les outils pendant le séchage pour éviter toute contamination ou casse. - La zone de stockage doit être propre et éloignée des sources de chaleur et de lumière intense. - Ne pas utiliser d'outils endommagés.

Conformité

- REACH
- EU 1935/2004 et mises à jour
- EU 2023/2006 et mises à jour
- EU 10/2011 et mises à jour

Informations logistiques

Emballage interne	Sachet en PE-LD	Codes-barres du carton	8008805105717
Emballage externe	Carton	Codes-barres du carton	08008805105717
Quantité par paquet (pcs)	6	Nomenclature douanière	96039099
Poids brut du carton (kg)	1,80	Pays d'origine	Italie
Dimensions du carton (mm)	610 x 155 x 120	Palettisation (pcs)	780
Volume du carton (m ³)	0,011	Dimensions palette (cm)	120 x 80 x 170,5

Versions disponibles

Dimensions	Cod. 1059 (30 cm) - Cod. 1056 (45 cm) - Cod. 1058 (75 cm)	Couleur	<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="background-color: red; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; color: white;">R</div> <div style="background-color: yellow; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; color: black;">Y</div> <div style="background-color: green; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; color: white;">G</div> <div style="background-color: gray; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; color: white;">W</div> </div>
------------	---	---------	--