



Manche monobloc 150 cm - Rouge
Ref. 683175

Manche monobloc solide et résistant, ergonomique et facile à utiliser. Équipé d'un filetage italien de 22 mm. Les tests effectués montrent une déformation du manche sous pression de moins de 60 %.



Référence	Couleur	Dimensions (mm)	Matériel	Filetage	Poids net (kg)
683175 1039R	Rouge	1500 x Ø 32	PP - FG	Italien	0,420

Utilisation

Température minimale et maximale	min -20 / max 100 C°
Lavage (lave-vaisselle)	-
Autoclave	121°C pour 20 min
Mode d'emploi et d'entretien	<ul style="list-style-type: none"> - Retirer l'emballage et toutes les étiquettes de l'outil; désinfecter. - La désinfection des outils peut se faire manuellement ou en autoclave. - La désinfection manuelle doit être effectuée à l'aide de détergents appropriés aux concentrations, durées et températures recommandées. - S'assurer que les outils sont complètement secs avant la prochaine utilisation. - Accrocher les outils pendant le séchage pour éviter toute contamination ou casse. - La zone de stockage doit être propre et éloignée des sources de chaleur et de lumière intense. - Ne pas utiliser d'outils endommagés.

Conformité

- REACH
- FDA
- EU 1935/2004 et mises à jour
- EU 2023/2006 et mises à jour
- EU 10/2011 et mises à jour

Informations logistiques

Emballage interne	-	Codes-barres du produit	8008805139309
Emballage externe	Carton	Codes-barres du carton	08008805139309
Quantité par paquet (pcs)	10	Nomenclature douanière	70191900
Poids brut du carton (kg)	4,80	Pays d'origine	Italie
Dimensions du carton (mm)	1540 x 200 x 90	Palettisation (pcs)	480
Volume du carton (m ³)	0,028	Dimensions palette (cm)	80 x 120 x 170

Versions disponibles

Dimensions	Cod. 1037 (60 cm) - Cod. 1080 (130 cm)	Matériel	DéTECTABLE
Couleur	B Y G W		