

Peha-soft® Nitrile Fino

Gants d'examen

Référence	Taille ou dimensions
942195	5 - 6 XS
942196	6 - 7 S
942197	7 - 8 M
942198	8 - 9 L
942199	9 - 10 XL



Produit

Gant d'examen en nitrile, non poudré, non stérile, ambidextre, avec doigts texturés pour une bonne sensibilité et une prise optimisée. Manchettes à bord roulé.

Il possède un revêtement interne traité par chlorination.

Gants conformes aux Normes Européennes EN 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 374-5, EN 455-1 (AQL < ou = 1.0), EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 420, EN 421, EN 16523-1, ASTM F1671 / ISO 16604.

Indications / Classification

Destiné à la prévention des infections, de la transmission des germes et de la contamination croisée au cours de procédures/interventions médicales. Utilisé par les professionnels de la santé ainsi que les utilisateurs non professionnels, en milieu médical et à domicile.

Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes.

Convient également au contact alimentaire.

Exempt de risque d'allergie aux protéines de latex (allergie de type I).

Peha-soft® Nitrile Fino est un dispositif médical de classe I et un équipement de protection individuelle de catégorie III.

Spécifications



Composition :

Nitrile synthétique

Revêtement interne : chloriné

Accélérateurs : carbamates

Absence de mercaptobenzothiazoles (MBT) et de thiurames.

Coloris : violet

Caractéristiques :

Dimensions :

Longueur totale : 240 mm minimum

Largeur :

- taille XS : 80 mm env.

- taille S : 85 mm env.

- taille M : 95 mm env.

- taille L : 106 mm env.

- taille XL : 115 mm env.

Épaisseur (valeur moyenne) :

- au doigt (majeur) : 0,11 mm

- à la paume : 0,07 mm

- à la manchette : 0,05 mm



Niveau de grip : surface légèrement adhérente, non collante

Valeurs médianes de la force à la rupture :
7,6 N pendant la durée de conservation du produit et dans les 12 mois suivant la fabrication (exigence de la norme > ou = 6 N)

Absence de latex.
Absence de phtalates.
Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

En boîte distributrice puis en carton.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
942195	5 - 6 XS	150	10	63
942196	6 - 7 S	150	10	63
942197	7 - 8 M	150	10	63
942198	8 - 9 L	150	10	63
942199	9 - 10 XL	150	10	63

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
942195	5 - 6 XS	240 x 125 x 68 mm	350 x 255 x 250 mm	1200 x 800 x 1900 mm
942196	6 - 7 S	240 x 125 x 68 mm	350 x 255 x 250 mm	1200 x 800 x 1900 mm
942197	7 - 8 M	240 x 125 x 68 mm	350 x 255 x 250 mm	1200 x 800 x 1900 mm
942198	8 - 9 L	240 x 125 x 68 mm	350 x 255 x 250 mm	1200 x 800 x 1900 mm
942199	9 - 10 XL	240 x 125 x 68 mm	350 x 255 x 250 mm	1200 x 800 x 1900 mm

Péremption

Durée de vie : 3 ans.