

## Peha-soft® powder-free

### Gant d'examen



Référence	Taille ou dimensions
942159	XS (5 1/2 - 6)
942160	S (6 1/2 - 7)
942161	M (7 1/2 - 8)
942162	L (8 1/2 - 9)
942163	XL (9 1/2 - 10)

#### Produit

Gant d'examen en latex non poudré, ambidextre, surface rugueuse, manchette à bord roulé. Il possède une surface texturée aux doigts et un traitement par double chlorination permettant un enfilage et un retrait aisés.

**Gants conformes aux Normes Européennes EN 455-1 (AQL = 1.5), EN 455-2, EN 455-3 et EN 455-4 et certifiés pour le contact alimentaire.**

#### Indications / Classification

Adapté aux soins médicaux et aux gestes à visée diagnostique. Recommandé pour les utilisateurs présentant une intolérance à la poudre d'amidon de maïs.

Peha-soft® powder-free est un dispositif médical de classe I.

#### Spécifications

##### Composition :

Latex naturel  
 Revêtement interne : chloriné  
 Revêtement externe : chloriné  
 Accélérateurs : carbamates  
 Absence de mercaptobenzothiazoles (MBT) et de thiurames  
 Antioxydants : dérivés phénoliques

##### Caractéristiques :

Dimensions : longueur totale 240 mm minimum

Épaisseur (valeur moyenne) :  
 - au doigt (majeur) : 0,19 mm  
 - à la paume : 0,15 mm  
 - à la manchette : 0,10 mm

Niveau de grip : faible

Valeurs médianes de la force à la rupture :  
 10 N pendant la durée de conservation du produit et dans les 12 mois suivant la fabrication (exigence de la norme > ou = 6 N)

Taux de protéines : < ou = 50 µg/g (méthode de Lowry modifiée selon la norme EN 455-3).

Présence de latex.  
 Absence de phtalates.  
 Absence de colophane.

## Présentation / Conditionnement

Présentés en boîte distributrice.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
<b>942159</b>	XS (5 1/2 - 6)	100	10	54
<b>942160</b>	S (6 1/2 - 7)	100	10	54
<b>942161</b>	M (7 1/2 - 8)	100	10	54
<b>942162</b>	L (8 1/2 - 9)	100	10	54
<b>942163</b>	XL (9 1/2 - 10)	100	10	54

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
<b>942159</b>	XS (5 1/2 - 6)	240 x 125 x 75 mm	389 x 249 x 266 mm	1200 x 800 x 1746 mm
<b>942160</b>	S (6 1/2 - 7)	240 x 125 x 75 mm	389 x 249 x 266 mm	1200 x 800 x 1746 mm
<b>942161</b>	M (7 1/2 - 8)	240 x 125 x 75 mm	389 x 249 x 266 mm	1200 x 800 x 1746 mm
<b>942162</b>	L (8 1/2 - 9)	240 x 125 x 75 mm	389 x 249 x 266 mm	1200 x 800 x 1746 mm
<b>942163</b>	XL (9 1/2 - 10)	240 x 125 x 75 mm	389 x 249 x 266 mm	1200 x 800 x 1746 mm

## Péremption

Durée de vie : 3 ans.

## Précautions d'emploi

Les gants contiennent du latex naturel susceptible de provoquer des réactions allergiques.