

Peha-soft® Nitrile

Gants d'examen

Référence	Taille ou dimensions
942189	5 - 6 XS
942190	6 - 7 S
942191	7 - 8 M
942192	8 - 9 L
942193	9 - 10 XL



Produit

Gant d'examen en nitrile, non poudré, non stérile, ambidextre, avec extrémité des doigts rugueuse et manchettes à bord roulé.

Il possède un revêtement interne traité par chlorination permettant un enfilage et un retrait aisés.

Peha-soft® Nitrile est également un équipement de protection individuelle de catégorie III.

Gants conformes aux Normes Européennes EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 455-1 (AQL = 1.5), EN 455-2, EN 455-3 et EN 455-4.

Indications / Classification

Pour l'usage en milieu médical. Particulièrement indiqué pour les personnes allergiques aux protéines de latex (allergie de type I).

En tant qu'équipement de protection individuelle, Peha-soft® Nitrile est également adapté à l'utilisation en laboratoire (ex. : contact avec les produits chimiques et désinfectants).

Gant certifié pour le contact alimentaire.

Peha-soft® Nitrile est un dispositif médical de classe I.

Spécifications



Composition :

Nitrile synthétique

Revêtement externe : polymère

Revêtement interne : chloriné

Accélérateurs : carbamates

Absence de mercaptobenzothiazoles (MBT) et de thiurames

Antioxydants : dérivés phénoliques

Coloris : bleu

Caractéristiques :

Dimensions :

Longueur totale : 240 mm minimum

Largeur :

- taille XS : 80 mm env.

- taille S : 86 mm env.

- taille M : 98 mm env.

- taille L : 107 mm env.

- taille XL : 115 mm env.

Épaisseur (valeur moyenne) :

- au doigt (majeur) : 0,12 mm

- à la paume : 0,09 mm

- à la manchette : 0,07 mm



Niveau de grip : medium

Valeurs médianes de la force à la rupture :
9 N pendant la durée de conservation du produit et dans les 12 mois suivant la fabrication (exigence de la norme : > ou = 6 N)

Absence de latex.
Absence de phtalates.
Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

En boîte distributrice puis en carton.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
942189	5 - 6 XS	100	10	70
942190	6 - 7 S	100	10	70
942191	7 - 8 M	100	10	70
942192	8 - 9 L	100	10	70
942193	9 - 10 XL	90	10	70

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
942189	5 - 6 XS	220 x 110 x 68 mm	359 x 225 x 230 mm	1200 x 800 x 1760 mm
942190	6 - 7 S	220 x 110 x 68 mm	359 x 225 x 230 mm	1200 x 800 x 1760 mm
942191	7 - 8 M	220 x 110 x 68 mm	359 x 225 x 230 mm	1200 x 800 x 1760 mm
942192	8 - 9 L	220 x 110 x 68 mm	359 x 225 x 230 mm	1200 x 800 x 1760 mm
942193	9 - 10 XL	220 x 110 x 68 mm	359 x 225 x 230 mm	1200 x 800 x 1760 mm

Péremption

Durée de vie : 3 ans.