

## Désignation

- Flacon carre 1l hdpe stérile bouchon inviolable jointe rouge

## Référence

- 688183B

Unité de vente : 85

- 
- Bouteille carrée en PEHD, 1 L, graduée, bouchon rouge inviolable avec bouchon, assemblée, stérile, 85/caisse
  - Le produit a été stérilisé et homologué dosimétriquement conformément aux exigences de la norme ANSI/AAMI/ISO 11137, « Stérilisation des produits de santé – Irradiation ». Les produits répondent à un niveau d'assurance de stérilité (NAS) minimal de 10<sup>-3</sup>.
  - Ce produit est conçu pour une date de péremption de 3 ans à compter de la date de fabrication en ce qui concerne la stérilité.
  - Flacon en PEHD
  - Bouchon PE
  - Capuchon rouge inviolable de 55 mm