

Référence : 3923P (sur patins)

Les dimensions :

- Hauteur d'assise réglable de 53 à 78cm
- Assise largeur 34cm profondeur 27cm
- Base diamètre 54 cm



< **ASSISE** réglable en hauteur. Appui avec galbe avant incurvé. Revêtement lavable en vinyle supérieur, classé non feu M1 (DIN 4102 B2 / EN 1021-1-2), sur rembourrage de mousse à haute densité.

< **VERIN GAZ** en tube d'acier chromé avec amortisseur de confort. Conforme norme DIN 4550.

< **BASE** en acier, finition chrome, équipée de 5 patins stabilisateurs.



Caractéristiques du revêtement :



Composition : PVC 85% Coton/PES 15%

Classement non feu : M1 / test selon normes NFP 92503 et EN1021-1-2.

Résistance à l'abrasion : 150 000 cycles Martindale

Tenue à la lumière : >6

Absence de phtalates / Test selon norme NF EN 15777

Efficacité contre les bactéries (MRSA) : traitement qui combine différents agents bactéricides et fongicides (certificat Sanitized)

Coloris au choix

