

magnetic



AGITATEUR MONOPOSTE

Conçu pour tous types d'applications chimiques, biotechnologiques ou médicales. Développé pour le travail quotidien au laboratoire et pour un travail continu sans compromis.

2mag MIX 1 eco

Agitateur magnétique monoposte ultraplat, sans usure d'une capacité d'agitation jusqu'à 3.000 ml, également pour milieux agressifs.

Modèle économique 100% sans entretien ni usure grâce au principe par induction 2mag Magnetic-Drive pour un mélange puissant de solutions, sur une plage de vitesse très étendue de 120 à 1.400 tr/min, agitation sans secousse même pour les vitesses les plus lentes.

Procédure SoftStart pour un centrage et démarrage sûr et en douceur du barreau d'agitation, boîtier en acier inoxydable, construction robuste.

magnetic^e motion

- Agitateur magnétique à prix optimal, sans usure et entretien
- Jusqu'à 3.000 ml
- Garantie 3 ans

3 ans de garantie sur d'éventuels défauts provenant du matériau et de la fabrication. Conçu et Made in Germany.

Caractéristiques techniques

Modèle	MIX 1 eco
Postes d'agitation	1
Capacité d'agitation/par poste	1 - 3.000 ml
Plage de vitesse	120 - 1.400 tr/min
Puissance d'agitation	10 W
Matériau boîtier	acier inoxydable
Conditions ambiantes admissibles	-10 à +50 °C (à 80% d'humidité)
Alimentation électrique	100-240 V / 50-60 Hz / 0,7 A
Dimensions (LxLxH)	120 x 120 x 35 mm
Indice de protection	IP64
Poids à l'expédition (brut)	env. 1,7 kg
N ° de commande	30101

Des versions personnalisées et différentes tailles disponibles sur demande.

motion

3 ans de garantie sur le matériau et la fabrication.
Sous réserve de modifications techniques. Pas de responsabilité pour erreurs d'impression ou d'orthographe.



e