

magnétique



AGITATEUR MULTIPOSTES

Conçus pour les analyses de série mais également pour tous types d'applications chimiques, biotechnologique ou médicales.




2mag MIX 15 eco

Agitateur magnétique ultraplat avec 15 postes d'agitation, un volume d'agitation jusqu'à 1.500 ml, idéal pour 15 béchers verre (forme haute) de 250 ml.

Agitateur magnétique économique avec 15 postes d'agitation, 100% sans usure ni entretien grâce au principe d'entraînement par induction 2mag Magnetic-Drive, plage de vitesse de 120 à 1.200 tr/min, vitesse synchronisée à 100%, agitation sans secousse même à vitesses lentes.

Affichage numérique de la vitesse lors du réglage de l'agitateur, procédure SoftStart pour un centrage, un démarrage et une accélération sûrs et en douceur du barreau d'agitation, procédure QuickSet pour l'atteinte rapide de la vitesse maximale. Fonction de mémoire automatique pour la sauvegarde des derniers réglages, boîtier en acier inoxydable.

3 ans de garantie sur d'éventuels défauts provenant du matériau et de la fabrication. Conçu et Made in Germany.

-  Agitateur magnétique économique sans usure et sans maintenance
-  Pour toutes les tailles et formes de verrerie
-  Garantie 3 ans

magnetic^e motion

Caractéristiques techniques

Modèle	MIX 15 eco
Postes d'agitation	15
Distance des postes d'agitation	65 mm
Capacité d'agitation/par poste	1 - 1.500 ml
Plage de vitesse	120 - 1.200 tr/min
Puissance d'agitation	10 W
Matériau boîtier	acier inoxydable
Conditions ambiantes admissibles	-10 à +50 °C (à 80% d'humidité)
Alimentation électrique	100-240 V / 50-60 Hz / 1,5 A
Dimensions (LxLxH)	245 x 425 x 38 mm
Indice de protection	IP64
Poids à l'expédition (brut)	env. 8,8 kg
N ° de commande	30115

Des versions personnalisées et différentes tailles disponibles sur demande.

motion



e