

FICHE TECHNIQUE

Référence	6001022210
Désignation	Rack tiroir congélateurs premium 16 boîtes



Description :

- ✓ Rack pour tiroir pour boîtes de 53 mm
- ✓ Taille de boîte max : 136 x 136 mm
- ✓ Nb de boîtes max. par rack : 16 (4 x 4)
- ✓ Acier inoxydable
- ✓ Pour le congélateur ULT : Premium U410 et HEF® U410 (max. 15 racks-240 boîtes), CryoCube® F440 series (max. 20 racks-320 boîtes), CryoCube® F570 series (max. 25 racks-400 boîtes), CryoCube F740 series (5 compartiments, compartiment 1-4)
- ✓ Dimensions ext. du rack (pxlxh) : 563 x 140 x 231 mm

Unité de vente :

1 Rack