

PIPETTE CELLSTAR® 1ML

- / 604107 (stérile)
- / 604160 (stérile)
- / 604181 (stérile)
- / 604160-TRI (stérile)

Description / spécifications

Désignation	Pipette PS, gradué 1/100, bande latérale jaune, insert synthétique, 1ml, stérile
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	1 ml ; précision volumétrique +/- 2 %.
Matériaux	<u>Pipette</u> : PS (Polystyrène), exempt de métaux lourds <u>Insert</u> : fibre Polyester, exempt de métaux lourds
Couleur	<u>Pipette</u> : transparent <u>Insert</u> : blanc
Stérilisation	604107 -160 -181 : SAL 10 ⁻³ 604160-TRI : SAL 10 ⁻⁶
Contrôle qualité	<u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Autres informations	Usage unique

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables. Contenu non cytotoxique.

Plages température	0°C à +40°C
Autoclavable	Non
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	5 ans après le mois de fabrication

Conditionnement

	604107	604160	604181	604160-TRI
Pièces / sachet	25 Emballages en vrac (plastique)	1 / 100 Emballage « peel-off » (plastique/plastique)	1 / 100 Emballage « peel-off » (papier/plastique)	1 Emballage « peel-off » (plastique/plastique) 10 « Triple emballage »
Pièces / carton	1 000	1 000	1 000	100
Numéro de lot	E AA MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)	E AA MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)	E AA MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)	E AA MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)

Autres information Certificat qualité

Image

