

Référence / <i>Part number</i>	Désignation / <i>Designation</i>	Marque / <i>Brand</i>
606107	PIPETTE DE SEROLOGIE 5ml 1/10 STERILE /25 GREINER x500	Greiner

**Type de produit / *Product category***

Consommable / *Consumable*

**Fabrication / *Production***

La fabrication de ce produit bénéficie en partie de matière recyclée ainsi que d'une réduction de matière première utilisée dans sa composition.

*This product is manufactured with less raw material than usual products of the same type and is partly made of recycled material.*

**Emballage / *Packaging***

Le carton de l'emballage est certifié FSC et est recyclable.

*The product packaging is made from FSC certified cardboard and is recyclable.*

**Expédition / *Shipping***

Le site de production de ce produit se situe en Europe, plus précisément en Hongrie.

*The product is manufactured in Europe, more precisely in Hungary.*

**En savoir plus**

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Découvrir Greiner Bio-One](#)

[Certification FSC](#)

[Le développement durable chez Greiner Bio-One](#)