

Référence / <i>Part number</i>	Désignation / <i>Designation</i>	Marque / <i>Brand</i>
606160TRI	PIPETTE DE SEROLOGIE 5ml 1/10 STERILE /1 TRIPLE EMBALLAGE GREINER x100	Greiner

Type de produit / *Product category*

Consommable / *Consumable*

Fabrication / *Production*

La fabrication de ce produit bénéficie en partie de matière recyclée ainsi que d'une réduction de matière première utilisée dans sa composition.

This product is manufactured with less raw material than usual products of the same type and is partly made of recycled material.

Emballage / *Packaging*

Le carton de l'emballage est certifié FSC et est recyclable.

The product packaging is made from FSC certified cardboard and is recyclable.

Expédition / *Shipping*

Le site de production de ce produit se situe en Europe, plus précisément en Hongrie.

The product is manufactured in Europe, more precisely in Hungary.

En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Découvrir Greiner Bio-One](#)

[Certification FSC](#)

[Le développement durable chez Greiner Bio-One](#)