



FICHE TECHNIQUE

PIPETTE SEROLOGIQUE CELLSTAR®

DATE DE CREATION : 14/02/2017



INFORMATIONS GENERALES

- Référence Greiner Bio-One : 606180
- Désignation produit : Pipette sérologique 5 ml, 1/10, stérile, emballage unitaire
- Application : N/A

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions/volume : 5 ml précision volumétrique +/-2%
- Matériaux : PS (Polystyrène), absence de métaux lourds, Polyester, absence métaux lourds
- Automatisation : N/A
- Usage unique : Oui
- Péréemption : 5 ans après le mois de production

TEMPERATURES

- Température d'utilisation : N/A
- Température de stockage : -0°C à 40°C



FICHE TECHNIQUE

CONDITIONNEMENT

- Conditionnement : 200
- Sous-conditionnement : 50
- Minimum de vente : 200

QUALITE

- Normes et certifications : Exemptes de détection DNases et RNases, ADN humain et pyrogens - Matières non cytotoxique
- Marquage CE : N/A
- Stérilité : + SAL 10^{-3}

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Couleur : Transparente - Coton blanc
- Graduation : + 1/10
- Emballage : papier/plastique