

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	606180
<b>Désignation</b>	Pipette de sérologie Stérile 5 ml



### Description :

- ✓ En polystyrène
  - ✓ Code couleur normalisé
  - ✓ Pointe étirée
  - ✓ Cotonnées avec filtre synthétique hydrophobe
  - ✓ Emballage individuel plastique/papier
  - ✓ Stérilisées gamma
- 
- ✓ Volume : 5 ml
  - ✓ Graduations : 1/10 ml
  - ✓ Sur graduation : 2,5 ml

**Unité de vente :**  
200

---

**DOMINIQUE DUTSCHER SAS**