




## FICHE TECHNIQUE

Désignation du produit : Pipette sérologique CELLSTAR®

### Spécifications

Photo	607107	607180	607160
			
<b>Description</b>	Pipette sérologique CELLSTAR®	Pipette sérologique CELLSTAR®	Pipette sérologique CELLSTAR®
<b>Volume</b>	10 ml précision volumétrique +/-2%	10 ml précision volumétrique +/-2%	10 ml précision volumétrique +/-2%
<b>Matière</b>	PS (Polystyrène), absence de métaux lourds, Polyester, absence métaux lourds	PS (Polystyrène), absence de métaux lourds, Polyester, absence métaux lourds	PS (Polystyrène), absence de métaux lourds, Polyester, absence métaux lourds
<b>Couleur</b>	Transparente Coton blanc	Transparente Coton blanc	Transparente Coton blanc
<b>Stérilisation</b>	+ SAL 10 <sup>-3</sup>	+ SAL 10 <sup>-3</sup>	+ SAL 10 <sup>-3</sup>
<b>Graduation</b>	+ 1/10	+ 1/10	+ 1/10
<b>Emballage</b>	En vrac	Papier / plastique	Plastique / plastique
<b>Autres informations</b>	Dispositif à usage unique	Dispositif à usage unique	Dispositif à usage unique

## Caractéristiques

	607107	607180	607160
Basic	Exemptes de détection DNases et RNases, ADN humain et pyrogens - Matières non cytotoxique		
Température de stockage	-0°C à +40°C	-0°C à +40°C	-0°C à +40°C
Autoclavable	-	-	-
Centrifugation, max RCF	-	-	-
Durée de vie	5 ans après le mois de production	5 ans après le mois de production	5 ans après le mois de production
Autres informations	-	-	-

## Conditionnement

Qté sachet / carton	25 / 500	1 / 200	1/200
---------------------	----------	---------	-------