

Référence / <i>Part number</i>	Désignation / <i>Designation</i>	Marque / <i>Brand</i>
607160TRI	PIPETTE DE SEROLOGIE 10ml 1/10 STERILE /1 TRIPLE EMBALLAGE GREINER x100	Greiner

Type de produit / *Product category*

Consommable / *Consumable*

Fabrication / *Production*

La fabrication de ce produit bénéficie d'une réduction de matière première utilisée dans sa composition.

This product is manufactured with less raw material than usual products of the same type.

Emballage / *Packaging*

L'emballage de ce produit est fait à partir de carton recyclé et de plastique pouvant être traité par les voies de recyclages classiques.

The product packaging is made from recycled cardboard and plastic which can be sorted in classical recycling systems.

Expédition / *Shipping*

Le site de production de ce produit se situe en Europe, plus précisément en Suisse.

The product is manufactured in Europe, more precisely in Switzerland.

En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Découvrir Greiner Bio-One](#)

[Le développement durable chez Greiner Bio-One](#)