

## Désignation

- Pipette de sérologie 10ml emballage papier/plastique  
1/10 stérile/1 Greiner

## Référence

- 607180

Unité de vente : 200



---

## Description

- Pipette Sérologique, 10 ml
- Volume de remplissage (ml)\n : 0.00
- Graduation : 1/10
- Haute clarté optique
- Fiabilité maximale
- Pointe de pipette garantissant un pipetage sans goutte
- Graduation claire et lisible
- Transparence maximum grâce au polystyrène haute qualité
- Une bande de Schellbach verticale de couleur rend la lecture du volume beaucoup plus aisée
- Capacité augmentée par une graduation négative
- Un code couleur de pipettes en concordance avec les standards internationaux
- Toutes les pipettes sont fournies avec un insert en fibres synthétiques pour prévenir la remontée de liquide dans le dispositif de pipetage
- Le numéro de lot et la date de péremption sont imprimés sur chaque emballage
- Stérile
- Exempt de substances cytotoxiques
- Exempt d'endotoxines détectables
- Analysé pour détection ADNase, ARNase et ADN humain Emballage individuel papier/plastique pelable, avec zone percutable
- Sous conditionnement : 50
- Dimension emballage : 380 x 282 x 146 mm

