

FICHE TECHNIQUE

Référence	607190
Désignation	Pipettes courtes

Description :

- ✓ En polystyrène cristal
- ✓ Facile à manipuler sous la hotte ou avec un Pipet Aid
- ✓ Précision identique à une pipette standard
- ✓ Stérile, sous emballage individuel plastique
- ✓ RNase et DNase free
- ✓ Exempt d'ADN humain
- ✓ Sans pyrogènes
- ✓ Non cytotoxique
- ✓ Graduation 2/10
- ✓ Volume 10 ml
- ✓ Longueur 221,5 mm

Unité de vente :

200 Pipettes courtes
