

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	6110004B
<b>Désignation</b>	Lame immunofluorescence



### Description :

- ✓ Lame pour réaction d'immunofluorescence
- ✓ A revêtement téflon opaque noir
- ✓ Revêtement très hydrophobe
- ✓ Evite les contaminations entre les puits
- ✓ Plage dépolie
- ✓ Puits non numérotés

### Certificats :

- ✓ Non stérile

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Nombre de puits : 3
- ✓ Dimensions des puits :  $\varnothing$  14mm
- ✓ Epaisseur de la lame : 1,1 mm
- ✓ Dimensions de la lame : 76 x 26 mm

### Unité de vente :

500 Lames immunofluorescence