

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	6110009B
<b>Désignation</b>	Lame immunofluorescence



---

### Description :

- ✓ Lame pour réaction d'immunofluorescence Immuno-Cell
- ✓ Revêtement téflon opaque noir
- ✓ Revêtement très hydrophobe
- ✓ Evite les contaminations entre puits
- ✓ Plage dépolie
- ✓ Nombre de puits : 10
- ✓ Ø des puits : 8 mm
- ✓ Puits non numérotés

### Unité de vente :

500 Lames d'immunofluorescence

---