

FICHE TECHNIQUE

Référence	6110016B
Désignation	Lame immunofluorescence



Description :

- ✓ Lame pour réaction d'immunofluorescence à revêtement Téflon opaque noir
- ✓ Revêtement très hydrophobe
- ✓ Evite les contaminations entre les puits
- ✓ Puits numérotés

Caractéristiques techniques :

- ✓ Plage dépolie : oui
- ✓ Nombre de puits : 10
- ✓ Diamètre des puits : 7 mm

Unité de vente :

500 Lames immunofluorescence
