

FICHE TECHNIQUE

Référence	6110021B
Désignation	Lame immunofluorescence



Description :

- ✓ Lame pour réaction d'immunofluorescence
- ✓ A revêtement téflon opaque noir
- ✓ Revêtement très hydrophobe
- ✓ Evite les contaminations entre les puits
- ✓ Plage dépolie
- ✓ Puits numérotés

Certificats :

- ✓ Non stérile

Caractéristiques techniques :

- ✓ Nombre de puits : 2
- ✓ Dimensions des puits : \varnothing 8mm
- ✓ Epaisseur de la lame : 1,1 mm
- ✓ Dimensions de la lame : 76 x 26 mm

Unité de vente :

500 Lames immunofluorescence