

Désignation

- Lame immunofluorescence teflon noir  
plage dépolie 18 puits 6mm

Référence

- 6110071B

Unité de vente

- 500 lames



---

Description

Lame immunofluorescence teflon noir plage dépolie 18 puits 6mm

Caractéristiques techniques

- Lame pour réaction d'immunofluorescence Immuno-Cell
- A revêtement teflon opaque noir
- Revêtement très hydrophobe
- Evite les contaminations entre les puits
- Plage dépolie : oui
- Nombre de puits :18
- Diamètre des puits : 6mm
- Puits numérotés : non

